

BioC CHX

NL Gebruiksaanwijzing
DU Gebrauchsanweisung
EN Instructions for use
DK Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
FI Käyttöohjeet
SV Användnings instruktioner



1



2



3



4

BIODENT BV • Mollevite 19 • 6931 KE Westervoort
Nederland • T 0031 6 20143120
www.biodent.nl • info@biodent.nl

BioC CHX Tandvernis

NL

Ondersteunt een gezonde mondflora

Wanneer gebruiken?

BioC gebruiken bij frequent eten van zoetigheid en wanneer tandenpoetsen niet optimaal is.

Hoe vaak gebruiken?

Gebruik BioC chloorhexidine vernis om de 3 maanden.

Samenstelling

Chloorhexidine, sandarac en ethanol.

Niet gebruiken

Bij overgevoeligheid voor chloorhexidine of een van de andere ingrediënten.

Gebruiksaanwijzing

Met een stompe naald een dunne laag aanbrengen op het tandoppervlak dat moeilijk schoon te maken is met tandenpoetsen. Vermijd contact van de vernis met de tong, chloorhexidine tandvernis smaak bitter. Gebruik niet meer dan ¼ spuitje per keer.

1. Aanbrengen op de tandhalzen
2. aanbrengen op het kauwoppervlak
3. Aanbrengen tussen de tanden
4. 5 minuten niet eten en drinken en daarna de vernis wegpoetsen

BioC CHX Zahnpflegelack

DU

Unterstützt eine gesunde Mundflora

Wann verwenden?

BioC wird dort eingesetzt, wo häufig Zucker verwendet wird und das Zähneputzen nicht optimal ist.

Wie oft verwenden?

Verwenden Sie BioC alle 3 Monate.

Komposition

Chlorhexidin, Sandarac und Ethanol.

Verwende nicht

Bei Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin oder einen der sonstigen Bestandteile.

Gebrauchsanweisung

Tragen Sie mit einer stumpfen Nadel eine dünne Schicht auf die Zahnoberfläche auf, die beim Zähneputzen schwer zu reinigen ist. Vermeiden Sie den Kontakt von Chlorhexidin-Lack mit der Zunge. Verwenden Sie EC40 nicht mehr als ¼ Spritze oder Kartusche auf einmal.

1. Auf den Zahnhals auftragen
2. Auf die Kaufläche auftragen
3. Tragen Sie zwischen den Zähnen Zahenseite auf
4. 5 Minuten nach der Anwendung nichts essen oder trinken; Bürsten Sie dann den Lack mit einer Zahnbürste ab. Spucken Sie kleine Reste aus.

BioC CHX Tooth care varnish

EN

Supports a healthy oral flora

When to use?

BioC is used where there is frequent use of sugar and suboptimal brushing.

How often to use?

Use BioC every 3 months.

Composition

Chlorhexidine, sandarac and ethanol.

Do not use

In case of hypersensitivity to chlorhexidine or any of the other ingredients.

Instructions for use

With a blunt needle, apply a thin layer to the tooth surface that is difficult to clean with brushing. Avoid contact of chlorhexidine varnish with the tongue. Use EC40 no more than ¼ syringe or cartridge at a time.

1. Apply to the neck of the tooth
2. Apply to the chewing surface
3. Apply between the teeth, floss
4. Do not eat or drink for 5 minutes after application; then, brush the varnish away the varnish with a toothbrush. Spit out small residual bits.

DK

BioC CHX

Lakpleje til tænder

Understøtter en sund mundflora

Bruges hvornår?

BioC bruges, når der er hyppig brug af sukker og suboptimal tandbørstning.

Bruges hvor ofte?

Brug BioC hver 3 måned.

Sammensætning

Chlorhexidin, sandarac og ethanol.

Brug ikke

I tilfælde af overfølsomhed for Chlorhexidin eller et af de andre indholdsstoffer.

Brugsanvisning

Med en optræksprøjte påføres tandoverfladen et tyndt lag hvor det er svært at rengøre med børstning. Undgå kontakt på tungen med produktet. Brug højst EC40 ¼ sprøjte eller ampul ad gangen.

1. Påfør på tandhalsen
2. Påfør på tyggeoverfladen
3. Påfør mellem tænderne, tandtråd
4. Spis eller drik ikke i 5 minutter efter påføring; børst derefter lakken væk med en tandbørste. Spyt tilbageværende rester ud.

NO

BioC CHX

Zahnpflegelack

Hjelper til sunn munnflora

Når skal man bruke?

BioC brukes når det er hyppig bruk av sukker og suboptimal tannpuss.

Hvor ofte må jeg bruke?

Brug BioC hver 3 måned.

Sammensetning

Klorheksidin, sandarak og etanol.

Ikke bruk

Ved overfølsomhet overfor klorheksidin eller et av de andre innholdsstoffene.

Bruksanvisning

Med en opptreksprøyte påføres et tynt lag på tannoverflaten hvor det er vanskelig å rengjøre med børsting. Unngå tungekontakt med produktet. Bruk ikke mer enn EC40 ¼ sprøyte eller sylinderrampulle om gangen.

1. Påfør på tannhalsen
2. Påfør på tyggeflaten
3. Påfør mellom tennene, bruk tantråd
4. Ikke spis eller drikk i 5 minutter etter påføring; børst deretter bort lakken med en tannbørste. Spyt ut eventuelle rester.

FI

BioC CHX

Hampaidenhoitolakka

Tukee tervettä suufloraa

Milloin käytetään?

BioC:tä käytetään, kun sokeria käytetään usein ja hampaiden harjaus ei ole optimaalinen.

Kuinka usein käyttää?

Käytä BioC:tä 3 kuukauden välein.

Sisältö

Klooriheksidiini, sandarakki ja etanoli.

Älä käytä

Jos olet yliherkkä klooriheksidiinille tai jollekin muulle valmisteeseen aineosalle.

Käyttöohjeet

Levitä tylsällä neulalla ohut kerros sellaisen hampaan pinnalle, jota on vaikea puhdistaa harjaamalla. Vältä klooriheksidiinilakan kosketusta kielen kanssa. Käytä EC40:tä enintään ¼ ruiskua tai annosta kerrallaan.

1. Levitä hampaan kaulaan
2. Levitä purupinnalle
3. Levitä hampaiden väliin, lankaa väli
4. Älä syö tai juo 5 minuuttiiin levityksen jälkeen; harjaa sitten hammasharjalla. Sylje pienet jäännökset ulos.

SV

BioC CHX

Tandvårdslack

Stödjer en hälsosam munflora

När ska man använda?

BioC används där det förekommer frekvent användning av socker och suboptimal tandborstning.

Hur ofta ska man använda?

Använd BioC var tredje månad.

Innehållet

Klorhexidin, sandarac och etanol.

Använd inte

Vid överkänslighet mot klorhexidin eller något av övriga innehållsämnen.

Användningsinstruktioner

Med en trubbig nål, applicera ett tunt lager på tandytan som är svår att rengöra med borstning. Undvik kontakt av klorhexidinlack med tungan. Använd inte EC40 mer än ¼ spruta eller cylinderampull åt gången.

1. Applicera på tandhalsen
2. Applicera på tuggytan
3. Applicera mellan tänderna, rengör med tandtråd
4. Ät eller drik inte på 5 minuter efter applicering; Borsta sedan bort lacket med en tandbørste. Spotta ut små restbitar.